



## Mise en marche

- 1) Mettre un peu de gel ultrason sur la partie de la peau à traiter. Non seulement, le contact avec l'appareil sera plus agréable mais le gel permettra de faire baisser la température de la peau.
- 2) Brancher votre appareil à l'adaptateur fourni et relié cet appareil à votre prise électrique.
- 3) Dès que votre appareil sera branché, l'appareil émettra une lumière rouge. Cela signifie que votre appareil est prêt à l'emploi.
- 4) Presser le bouton de mise en marche (bouton 2 situé sur le dessus de l'appareil au milieu) pendant une seconde : l'appareil se met en fonctionnement et émet une lumière verte. Le traitement numéro 1 démarre automatiquement. Pour passer au traitement 2, puis 3 et 4, appuyer simplement sur le bouton de mise en marche. Pour revenir au premier traitement, appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche.

Pour remettre l'appareil en veille, appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes.

Pour éteindre l'appareil, débranchez-le de la prise électrique.

## Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser l'appareil :

- si votre peau a des allergies
- si elle est inflammée
- si vous avez de l'eczéma
- sur les lèvres, le nez, les yeux
- sur les boutons d'acné

Ne pas utiliser sur les personnes de moins de 12 ans.

Ne pas mettre l'appareil dans de l'eau, du liquide ou de la poudre

Ne pas regarder directement les ultrasons et éviter d'approcher l'appareil trop près des yeux.

### Traitement 1 : réduire les tâches de la peau

Cette phase de traitement (lumière rouge qui tourne) dure 10 minutes qui sont pré-programmées et doit être faite 4 à 6 fois selon l'état de votre peau. Un traitement quotidien est suffisant. Si votre peau semble rouge ou vous procure des désagréments après le traitement, mettez une crème apaisante toutes les 2 heures sur les parties traitées pour apaiser. Si les rougeurs persistent, stoppez le traitement.

### Traitement 2 : rendre votre peau plus belle

Cette phase de traitement (lumière jaune qui tourne) dure également 10 minutes qui sont pré-programmées. Elle doit être faite 3 à 4 fois selon l'état de votre peau. Un traitement quotidien est suffisant.

Si votre peau vous fait mal pendant le traitement, stoppez le traitement et reprenez-le plus tard.

### Traitement 3 : retendre la peau

Cette phase de traitement (lumière rouge et jaune qui tournent) dure 10 minutes qui sont pré-programmées et doit être faite une fois. Un traitement quotidien est suffisant.

### Traitement 4 : réduire les rides

Cette phase de traitement (lumière rouge et jaune qui clignent) dure 5 minutes qui sont pré-programmées et doit être faite 3 à 4 fois. Un traitement quotidien est suffisant.