



Mise en marche

- 1) Tournez le bouton Marche / Arrêt. Lorsque celui-ci est en marche, une lumière rouge s'allume.
- 2) Appuyez sur le bouton de sélection des programmes et choisissez l'un des trois programmes existants.
- 3) Appuyez sur le bouton de musique et choisissez l'un des deux programmes musicaux ou le silence.
- 4) Appuyez sur le bouton de sélection du temps et choisissez selon trois durées (10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes).
- 5) Arrêtez l'appareil en tournant le bouton marche / arrêt.

Un massage des yeux et un appareil de relaxation.

Avec cet appareil va vous permettre de vous masser le contour des yeux et améliorer la circulation du sang autour des yeux. Il vous permettra également de vous relaxer confortablement sans aucun risque sur votre santé. En incluant des programmes sonores relaxants, il vous aidera à combattre le stress de la vie quotidienne.

Cet appareil dispose de trois programmes de massage que vous pouvez sélectionner :

Programme I : Vibrations gauches pendant une seconde puis vibrations droites pendant une seconde puis vibrations gauches et droites.

Programme II : Vibrations droites et gauches simultanées pendant une seconde puis vibrations droites pendant une seconde, puis vibrations simultanées, puis vibrations gauches pendant une seconde.

Programme III : Vibrations simultanées pendant une seconde puis arrêt pendant une seconde.

Installation de l'appareil :

- Ouvrir sur le dos de l'appareil le compartiment pour les batteries
- Utiliser 2 piles AA (fournies)
- Mettez en marche en tournant le bouton Marche / Arrêt.

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser l'appareil :

- si vous avez des problèmes oculaires

Ne pas utiliser sur les personnes de moins de 12 ans.

Ne pas mettre l'appareil dans de l'eau, du liquide ou de la poudre

Ne pas positionner l'appareil sur vos yeux mais bien autour de ceux-ci

Respectez le temps de traitement, soit 30 minutes maximum par jour.